

SANGRE OCULTA .METODO INMUNOCROMATOGRAFICO
(NO NECESITA REGIMEN)

Estimado paciente:

Su médico le ha indicado un examen para el cual Ud. debe retirar en el laboratorio el material necesario para recolectar una muestra de deposición. Este análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición.

El examen requiere de una muestra de buena calidad, por tanto lea las siguientes instrucciones y cumpla con los requisitos.

Requisitos:

- No debe recolectar las muestras hasta 3 días terminado el periodo menstrual.
- No debe recolectar las muestras hasta 3 días terminado el sangramiento por hemorroides o hematuria

Recolección de la muestra:

1. Defecar en un recipiente limpio y seco (Evite mezclar con orina)
2. Abrir el tubo (tener cuidado de no derramar el líquido), con la varilla de la tapa del frasco, pinchar en 3 o 4 puntos distintos de la deposición de manera que el espiral de la varilla quede impregnado con la muestra.
3. Eliminar el exceso con papel absorbente (Nova o confort)
4. Introducir la varilla en el frasco con líquido, **tapar y cerrar bien**
5. La muestra debe permanecer refrigerada

Traslado de la muestra:

Enviar la muestra al laboratorio lo antes posible

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte directamente en el laboratorio Imex en cualquiera de sus sucursales

Por favor cumpla con las indicaciones. LA CALIDAD es nuestro Objetivo.